

Cilindri Di Misura Personalizzati In Ptfе Per Applicazioni Scientifiche E Industriali Avanzate

Numero articolo: PL-1009



introduzione

Scoprite le prestazioni superiori dei nostri cilindri di misura in politetrafluoroetilene (PTFE), progettati per garantire precisione e resistenza in ambienti difficili.

[Ulteriori informazioni](#)

Capacità	Altezza totale	Diametro esterno	Peso
10ml	108 mm	17mm	42g
20ml	108 mm	24 mm	64g
50ml	118 mm	34 mm	128g
100ml	138 mm	40 mm	158g
250ml	147 mm	60mm	374g
500ml	160mm	79 mm	460g
1000ml	180 mm	100mm	699g
2000ml	/	/	/