

Produttore Di Parti In Ptfе Personalizzate Per Contenitori E Componenti In Teflon

Numero articolo: PT-1011



introduzione

Contenitori in PTFE di alta precisione per laboratori e industria. Resistenti agli agenti chimici, dimensioni personalizzabili. Ideali per semiconduttori, applicazioni mediche e di laboratorio. Richiedete un preventivo!

[Ulteriori informazioni](#)

Vasca rotonda (diametro esterno * diametro interno * profondità interna)	Piatto quadrato/rettangolare (L x L interna * profondità interna)
70 mm*60 mm*15 mm	60*60mm*15mm
50 mm*40 mm*15 mm	80*80mm*15mm
60mm*50mm*15mm	90*90mm*15mm
80mm*70mm*15mm	100*100mm*15mm
90mm*80mm*15mm	110*110mm*15mm
100mm*90mm*15mm	120*120mm*15mm
110mm*100mm*15mm	
120mm*110mm*15mm	
130 mm*120 mm*15 mm	
160 mm*150 mm*15 mm	200*200*120mm (circa 5L cilindro PTFE)
92*83*19 mm	Cilindro PTFE da 10L
102*93*20 mm	Cilindro PTFE da 15L