

Vassoi Quadrati In Ptfе Personalizzati Per Uso Industriale E Di Laboratorio

Numero articolo: PL-1005



introduzione

Vaschette quadrate in PTFE di qualità superiore per laboratori e industria. Vaschette in PTFE ad alta purezza, antiaderenti e resistenti agli agenti chimici per semiconduttori e uso medico. Sono disponibili formati personalizzati.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello	L*L*H interna (mm)	L*L*H esterna (mm)
40 mm	40*40*20 mm	30*30*15 mm
60 mm	60*60*20mm	50*50*15mm
80 mm	80*80*20mm	70*70*15mm
100 mm	100*100*20mm	90*90*15mm
120 mm	120*120*20mm	110*110*15mm