

Personalizzato Ptfe Teflon Parti Produttore Ptfe Pulizia Rack

Numero articolo: PL-1015



introduzione

Cestelli floreali in PTFE di elevata purezza per laboratori e semiconduttori. Resistenti agli agenti chimici, da -180°C a +250°C, dimensioni personalizzate disponibili. Contattate KINTEK oggi stesso!

[Ulteriori informazioni](#)

Opzioni standard: Diametro*Larghezza scanalatura*Capacità applicabile

45*1,5mm*100ml

45*2,5 mm*100 ml

60*1,5mm*250ml

60*2,5mm*250ml

80*1,5mm*500ml

80*2,5mm*500ml

90*1,5mm*1000ml

90*2,5mm*1000ml