

Crogioli In Ptfе Personalizzabili Per Applicazioni Di Laboratorio E Industriali

Numero articolo: PL-1006



introduzione

Crogioli in PTFE di elevata purezza con coperchi per laboratori. Resistenti agli agenti chimici, antiaderenti e durevoli. Ideale per la digestione dei campioni, AA, ICP-MS. Sono disponibili misure personalizzate.

[Ulteriori informazioni](#)

Capacità	Diametro esterno superiore (mm)	Diametro inferiore (mm)	Altezza totale (mm)
20ml	38	30	55
25ml	39	30	55
30ml	48	30	56
50ml	51	33	67
100ml	61	43	70
250ml	79	50	107