

Cucchiaino Di Campionamento Per Solventi Chimici In Ptf

Numero articolo: PL-1008



introduzione

Scoprite i nostri cucchiaini di campionamento in PTFE (politetrafluoroetilene, comunemente noto come teflon) ad alta purezza, meticolosamente progettati per una manipolazione sicura, precisa e priva di contaminazioni di sostanze chimiche, solventi, polveri e campioni vari.

[Ulteriori informazioni](#)

Capacità (ml)	Lunghezza complessiva (mm)
10	200
30	300
50	300
100	350
250	400
500	450
1000	500