

Piatti Di Evaporazione Profonda In Ptfе Soluzioni Industriali E Di Laboratorio Personalizzabili

Numero articolo: PL-1001



introduzione

Piatti di evaporazione profonda in PTFE di alta qualità per i laboratori. Resistenti agli agenti chimici, antiaderenti e personalizzabili. Ideale per la manipolazione dei campioni. Acquistate subito il vostro!

[Ulteriori informazioni](#)

Tipo di piatto	Diametro esterno del fondo (mm)	Diametro interno della bocca (mm)	Altezza (mm)	Spessore del fondo (mm)	Spessore della parete (mm)
Tipo profondo 20 mm	20	15	20	5	2.5
Tipo profondo 30 mm	30	25	20	5	2.5
Tipo profondo 40 mm	40	30	20	5	5
Tipo profondo 50 mm	50	40	20	5	5
Tipo profondo 60 mm	60	50	20	5	5
Tipo profondo 70 mm	70	60	20	5	5
Tipo profondo 80 mm	80	70	20	5	5
Tipo profondo 90 mm	90	80	20	5	5
Tipo profondo 100 mm	100	90	20	5	5
Tipo profondo 120 mm	120	110	20	5	5